

কোনো প্রশ্ন আছে? (800) 232-1700-এ কল করুন

সাইডকিকি

আপনার মোবাইল মডেলে অ্যালার্ট
দিয়ে শুরু করা হচ্ছে



আপনার ডিভাইস চার্জ করা হচ্ছে

সরো ফলাফলরে জন্থ, প্ৰত্নরাত
আপনার সাইডককি চার্জ করুন।



আপনি আপনার সাইডককিটি পিয়ে গলে এর চার্জিং ক্ৰ্যাডলটি একটি আউটলেটে প্লাগ করুন। SOS সহায়তা বাটনটি সামনের দকি রেখে সাইডককিটি ক্ৰ্যাডলে রাখুন। চার্জিং শুরু করার জন্থ আপনার সাইডককিটি চার্জিং ক্ৰ্যাডলে দৃঢ়ভাবে ঠলে দেওয়া হয়ছে তা নশ্চিতি করুন। সঠকিভাবে চার্জ করার সময়, ক্ৰ্যাডলের **লাল** আলো জ্বলবে এবং সাইডককি "চার্জিং" ঘোষণা করবে।

সাইডককিটি পুরোপুরি চার্জ হয়ে গলে ক্ৰ্যাডলের **লাল** আলো বন্ধ হয়ে যাবে।



ক্ৰ্যাডলের পছিনে তারটি দৃঢ়ভাবে জায়গায় রয়েছে তা নশ্চিতি করুন।

কোনো প্রশ্ন আছে?

(800) 232-1700-এ কল করুন



সাইডকিকিট ঝরনায় নয়ো
যতে পারে ভবে পানতি
ডুবে রাখা উচতি নয়।



ভয়সে অ্যালার্ট নশ্ক্রয়ি/
সক্ক্ষম করতে সাইলনেট
বোতামট দিব্বার টপ্পুন।

লাইট

আপনার ডভাইস টস্ট করা



স্ট্যাটাস লাইট

যখন সাইডককি সঠিকভাবে কাজ করে তখন হালকা **সবুজ** জ্বলবে।

লোকেশন লাইট

লোকেশন পরষিবো উপলভ্য হলে হালকা **নীল** জ্বলবে।

পাওয়ার লাইট

পাওয়ার লাইট **লাল** জ্বললে আপনার সাইডককিকে চার্জ করতে হবে।



টস্ট বাটন

আপনার সাইডককিটি পরীক্ষা করতে, আপনার সাইডককির পাশে টস্ট বাটনটি টপিতে ধরে রাখুন। আপনি আমাদের টস্ট সেন্টারে সংযুক্ত করা হবে।



নোট

সবো ফলাফলের জন্য, আপনার **সাইডককি** প্রতিমাসে টস্ট করুন।

কোনো প্রশ্ন আছে?

(800) 232-1700-এ কল করুন

জরুরি অবস্থার ক্ষত্রে

আপনার যদি সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে
আপনি কোনও কম্পন অনুভব না করা বা
অ্যাক্টিভেশন টোন না শোনা পর্যন্ত
সহায়তা বাটনটি টিপে ধরে থাকুন।



গুরুত্বপূর্ণ
দুর্ঘটনাজনিত অ্যাক্টিভেশন বাতলি
করতে প্রম্পট করা হলে সহায়তা
বোতাম টিপে ছড়ে দনি।



ফল সনাক্তকরণ (অপশনাল)

ফল সনাক্তকরণ সক্ষম থাকা ডিভাইসগুলির জন্য
আপনি যদি সহায়তা বোতামটি টিপতে অক্ষম হন এবং
ফল সনাক্ত করা হয় তবে ডিভাইসটি কোনও কয়োর
বিশেষজ্ঞকে জরুরি ফিলরে সতর্কতা প্রেরণ করে।

সরো ফলাফলরে জন্য, ল্যানয়ার্ভে এবং আপনার
সমস্ত পোশাকরে বাইরে আপনার সহায়তা বোতামটি
পরুন।

ফল সনাক্তকরণ 100% ফল সনাক্ত করে না।
সক্ষম হলে, ব্যবহারকারীদের সাহায্যরে প্রয়োজন
হলে সর্বদা তাদের বোতামটি চাপতে হবে।

কোনো প্রশ্ন আছে?

(800) 232-1700-এ কল করুন

বন্ধ/চালু করা


আপনার সাইডককি সবসময় চালু রাখা উচিত।
আপনি যদি আপনার সাইডককি **বন্ধ** করতে
চান তবে আপনি কিম্পন অনুভব না করা পর্যন্ত
পরীক্ষা এবং সহায়তা বোতাম টিপে **ধরে** রাখুন।

ডভাইসের সমস্ত লাইট এক মিনিটের মধ্যে বন্ধ
করা উচিত।

আপনার সাইডককিকে আবার **চালু** করতে আপনি
টস্টেট এবং হলেপ বাটন একসাথে চাপতে পারেন, অথবা
ডভাইসটিকে চার্জিং ক্রডেলে রাখতে পারেন।



কোনো প্রশ্ন আছে?



(800) 232-1700-এ কল করুন

আমরা সাহায্য করতে
রয়ছি। (800) 232-1700-এ
কল করুন সাহায্যেরে জন্য।

এই ডিভাইসটি কাজ করার জন্য সলুলার কভারেজে উপর নির্ভরশীল।
যখনে সলুলার কভারেজে সীমতি সখোনে আপন ডিভাইসেরে ক্ষমতা হ্রাসেরে মুখোমুখি
হতে পারনে।