

للأسئلة يرجى الاتصال على الرقم التالي (٨٠٠)-٩٩٨-٢٤٠٠

جهاز Sidekick الذكي

بدء استخدام ساعة التنبيه الطبية الذكية الخاصة بك



دليل البدء السريع

١. أدخل كابل الشحن
في القابس المرفق.



٣. قم بتوصيله
بمأخذ كهربائي.

٢. أدخل الطرف الآخر من كابل الشحن
في قاعدة الشحن.



٤. ضع جهاز Sidekick الذي في قاعدة الشحن. ستسمع عبارة
"ساعتك قيد الشحن".

٥. اختر جهاز Sidekick الذي بالضغط مع الاستمرار على الزر
الجانبى حتى تسمع عبارة "تم تفعيل زر المساعدة".
عند سؤالك إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، اذكر أنك تقوم
باختبار جهازك.

قم بمحاذاة نقاط الشحن على الجزء السفلي من جهاز Sidekick الذي
مع الدبابيس الخاصة بالشحن في قاعدة الشحن.

أثناء وجوده في قاعدة الشحن، ستعرض الشاشة
نسبة البطارية.

هل لديك أي أسئلة؟

يرجى الاتصال على الرقم التالي (٨٠٠)٩٩٨-٢٤٠٠

إذا كانت الشاشة فارغة، اضغط على زر الصفحة الرئيسية لعرض الوقت والتاريخ.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، اضغط مع الاستمرار على زر الرئيسية حتى تسمع عبارة "تم تفعيل زر المساعدة"



نسبة البطارية

زر
الرئيسية

الخطوات



للحصول على أفضل النتائج، اشحن جهاز Sidekick الذكي كل ليلة.



اضغط
مع الاستمرار

لإلغاء
التفعيل.
اضغط على "X" في
الشاشة

عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، ستسمع رسالة "البطارية منخفضة" وسيصبح مؤشر مستوى البطارية أحمر. عندما يحدث ذلك، يجب عليك شحن جهازك في أقرب وقت ممكن.

عند عرض الوقت، اسحب لليسار أو لليمين للوصول إلى تطبيقاتك.



نسبة
البطارية

للحصول على أفضل النتائج،
اشحن جهاز Sidekick الذي كل ليلة.

هل لديك أي أسئلة؟



ذر
الرئيسية

يرجى الاتصال على الرقم التالي (٨٠٠)٩٩٨-٢٤٠٠

فتح تطبيق

لاستخدام تطبيق، اسحب للعثور عليه
واضغط على أيقونة التطبيق

معدل ضربات القلب

قم بقياس معدل ضربات قلبك.



يستخدم جهاز قياس معدل ضربات القلب لأغراض
معلوماتية فقط ولا يعتبر بديلاً عن طرق التشخيص أو
العلاج التقليدية.

عداد الخطوات

تتبع خطواتك اليومية ونشاطك.



الطقس احصل على توقعات الطقس
لليوم.



إيقاف تشغيل الساعة

إيقاف تشغيل جهاز Sidekick الذي



لتشغيل الساعة مرة أخرى، اضغط مع
الاستمرار على زر الرئيسية.

نوصي لأغراض الأمان بعدم إيقاف تشغيل ساعتك إلا
في حالة الضرورة.

هل لديك أي أسئلة؟

يرجى الاتصال على الرقم التالي (٨٠٠)٩٩٨-٢٤٠٠

عمر البطارية

ستدوم بطارية الساعة لمعظم المستخدمين حوالي ٣ أيام. عادةً ما يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي ٣ ساعات

تغطية الشبكة المحمولة

يتصل جهاز Sidekick الذكي بشبكة الهاتف المحمول تلقائيًا ولا يتطلب إقرانه بهاتف.

في الأماكن التي توجد فيها تغطية الشبكة، سيعمل جهاز Sidekick الذكي في جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة، وبورتو ريكو، ومعظم الأراضي الأمريكية.

خدمات الموقع المحسنة

في حالة الطوارئ، يستخدم جهاز Sidekick الذكي بيانات الموقع المتقدمة، عندما تكون متاحة، لمساعدة أخصائيي الرعاية لدينا في تحديد مكانك بدقة.

إن جهاز Sidekick الذي مقاوم للماء ويمكن ارتداؤه أثناء غسل اليدين، وري النباتات، والاستحمام.



جهاز Sidekick الذي مقاوم للماء، ولكنه لا ينبغي غمره في الماء.

نحن هنا لمساعدتك.
اتصل على الرقم التالي (٨٠٠) ٩٩٨-٢٤٠٠
للمساعدة

يحتاج هذا الجهاز إلى تغطية الشبكة المحمولة ليعمل. في الأماكن ذات التغطية المحدودة لشبكة الهاتف المحمول، قد تواجه انخفاضاً في قدرات الجهاز.