

QUESTIONS ? VEUILLEZ APPELER LE 1 800 998-2400

# SIDEKICK<sup>SMART</sup>

COMMENCEZ AVEC VOTRE MONTRE  
INTELLIGENTE D'ALERTE MÉDICALE



# Guide de démarrage rapide

1. Insérez le câble de charge dans la fiche jointe.



3. Branchez-le dans la prise électrique.

2. Insérez l'autre extrémité du câble de charge dans le socle.



4. Insérez la montre intelligente Sidekick dans le socle de charge. Vous entendrez « **Votre montre est en cours de chargement.** »

Alignez les contacts de charge au bas de l'appareil intelligent Sidekick avec les broches de charge sur le socle de charge.

5. Testez l'appareil intelligent SideKick Smart en maintenant le bouton latéral enfoncé et en y appuyant dessus jusqu'à ce que vous entendiez « **Bouton d'aide activé** ». Lorsque vous êtes invité à indiquer si vous avez besoin d'aide, indiquez que vous testez votre appareil.

Lorsque vous êtes sur le socle de charge, l'écran affiche le pourcentage de la batterie.



## Connaître sa montre intelligente

Si l'écran affiche sous vide, appuyez sur le bouton d'accueil pour afficher l'heure et la date.



Pour de meilleurs résultats, veuillez charger votre **appareil intelligent Sidekick** toutes les nuits.

## En cas d'urgence

Si vous avez besoin d'assistance, appuyez et **MAINTENEZ** le bouton Accueil enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez « **Bouton d'aide activé.** »



QUESTIONS ?

VEUILLEZ APPELER LE 1 800 998-2400

## Avertissement de la pile

Lorsque le niveau de la pile est faible, vous entendrez un message indiquant que la pile est faible et l'indicateur de niveau de pile deviendra rouge. Lorsque cela se produit, vous devez charger votre appareil dès que possible.



Autonomie de la pile

Pour de meilleurs résultats, veuillez charger votre **appareil intelligent Sidekick** toutes les nuits.

## Trouver les applications

Lorsque vous affichez l'heure, balayez vers la gauche ou la droite pour accéder à vos applications.



Accueil Bouton

QUESTIONS ?

VEUILLEZ APPELER LE 1 800 998-2400

## Ouvrir une application

Pour utiliser une application, faites glisser le doigt sur l'écran pour la trouver. Ensuite, appuyez sur l'icône de l'application.

### Fréquence cardiaque

Mesurez votre fréquence cardiaque.



Le moniteur de fréquence cardiaque est à titre informatif seulement et n'a pas pour but de remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement.

### Pédomètre

Faites le suivi de vos étapes et de vos activités quotidiennes.



### Météo

Obtenez les prévisions météorologiques d'aujourd'hui.



### Éteindre la montre

Éteignez votre montre intelligente Sidekick.



Pour réactiver la fonction de surveillance, appuyez longuement sur le bouton d'accueil.

Nous vous recommandons de ne pas éteindre votre montre, sauf si nécessaire.

QUESTIONS ?

800 998-2400

VEUILLEZ APPELER LE 1

## Utilisable sous la douche

La montre intelligente Sidekick Smart est résistante à l'eau et peut être portée pendant le lavage des mains, l'arrosage des plantes et sous la douche.



## FAQ

### Autonomie

Pour la plupart des utilisateurs, la pile de la montre doit durer jusqu'à 3 jours. En moyenne, une charge complète doit durer jusqu'à 3 heures.

### Couverture cellulaire

La montre intelligente Sidekick Smart se connecte au réseau cellulaire seul et n'a pas besoin d'être jumelée à un téléphone.

Lorsqu'il y a présence d'une couverture réseau, le SideKick Smart fonctionnera dans les 50 états américains, à Porto Rico et sur la plupart des territoires américains.

### Services de localisation améliorés

En cas d'urgence, le Sidekick Smart utilise des données de localisation avancées, lorsqu'elles sont disponibles, pour aider nos spécialistes à localiser votre emplacement.

QUESTIONS ?

VEUILLEZ APPELER LE 1 800 998-2400

**Nous sommes là pour vous aider.  
Veuillez appeler le 1 800 998-2400  
pour obtenir de l'assistance.**

Cet appareil dépend de la couverture cellulaire pour fonctionner. Lorsque la couverture cellulaire est limitée, vous pouvez rencontrer des capacités réduites de l'appareil.