

有问题吗？致电 (800) 998-2400

SIDEKICK^{SMART}

开始使用
您的医疗警报智能手表



快速入门指南

1. 将充电线插入随附的插头中。



3. 将其插入电源插座。



2. 将充电线的另一端插入充电座中。



4. 将Sidekick Smart放入充电座中。你会听到“您的手表正在充电”。

将Sidekick Smart底部的充电触点与充电座上的充电针对齐。

5. 通过按住侧面按钮来测试SideKick Smart, 直到您听到“求助按钮已激活”。当被问到您是否需要帮助时, 请说明您正在测试设备。



当放置在充电座上时, 屏幕将显示电池电量百分比。

了解您的 Sidekick Smart

如果屏幕是空白的，
按下主按钮以显示时间和日期。



为获得最佳效果，请每晚
为您的Sidekick Smart
充电。

在紧急情况下

如果您需要帮助，请按住主按钮，直到您听到“
帮助按钮已激活。”



有问题吗？

致电 (800) 998-2400

电池警告

当电池电量较低时,您将听到低电量提示,且电池电量指示灯会变红。发生这种情况时,您应该尽快给您的设备充电。



电池电量

为获得最佳效果,
请每晚为您的Sidekick
Smart充电。

查找您的应用程序

查看时间时,向左或向右滑动即可访问您的应用程序。



主页
按钮

有问题吗?

致电 (800) 998-2400

打开应用程序

要使用应用程序，滑动屏幕找到它。
并按下应用程序图标。

心率

测量你的
心率。



心率监测器仅供参考，不
用于替代传统的诊断或治
疗方法。

计步器

追踪您的每日步数和
活动。



天气

查看今天的天气预报。



将手表关掉

关掉您的
Sidekick Smart。



要重新打开手表，请按
住主页按钮。

出于安全目的，我们建议除非
必要，否则不要关闭手表。

有问题吗？

致电 (800) 998-2400

防水,可在淋浴时使用。

Sidekick Smart 具有防水功能,可在洗手、浇花和淋浴时佩戴。



有问题吗?

FAQ

电池寿命

对于大多数用户来说,手表电池应该能够持续使用长达3天。通常,充满电需要3个小时。

蜂窝网络覆盖

SideKick Smart会自动连接到蜂窝网络,无需与手机配对。

在有网络覆盖的地方,SideKick Smart将在美国所有50个州、波多黎各和大多数美国领土内正常工作。

增强定位服务

在紧急情况下,Sidekick Smart会使用可用的先进定位数据,帮助我们的护理专员准确定位您的位置。

致电 (800) 998-2400

**我们随时为您提供帮助。
致电 (800) 998-2400
寻求帮助。**

这个设备依赖蜂窝网络覆盖才能正常工作。在蜂窝网络覆盖有限的地区,您可能会遇到设备功能下降的情况。